### Sartorius Model BL150-000V1, BL1500-000V1

### Supplement to the Basic<sup>lite</sup> Operating Instructions

### Toggle between Weight Units

With the application program "Toggle between Weight Units," a weight can be shown in different units.

### Factory setting:

Application program "Toggle between Weight Units," menu code 2.1.2

| Weight Units<br>Menu Code |            | Unit                       | Abb. on printout |
|---------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Wt. unit 1                | Wt. unit 2 |                            | '                |
| 1. 7. 1                   | 3. 1. 10   | Grams with x100 multiplier | 0                |
| 1. 7. 2 o                 | 3. 1. 2    | Grams                      |                  |

o = Factory setting

#### **Function**

ullet To toggle between weight unit 1 and weight unit 2, press the  ${\hbox{\tt F}}$  key





# Sartorius Modell BL150-000V1, BL1500-000V1

### Ergänzung zur Betriebsanleitung Basic<sup>lite</sup>

#### Einheitenwechsel

Mit dem Anwendungsprogramm »Einheitenwechsel« kann ein Wägewert in zwei unterschiedlichen Einheiten angezeigt werden.

Werksvoreinstellung:

Anwendungsprogramm »Einheitenwechsel«: Menüpunkt 2. 1. 2

| $\sim$ | · 1  |        | 1      |
|--------|------|--------|--------|
| (zev   | vich | ıtseın | heiten |

| Menüpunkt    |              | Einheit            | Druck |
|--------------|--------------|--------------------|-------|
| GewEinheit 1 | GewEinheit 2 |                    |       |
| 1. 7. 1      | 3. l. l o    | Gramm mit          | 0     |
|              |              | Multiplikator x100 |       |
| 1. 7. ∂ o    | 3. 1.2       | Gramm              | g     |

o = Werksvoreinstellung

### **Funktion**

 Zwischen Gewichtseinheit 1 und Gewichtseinheit 2 wechseln: Taste F drücken

## Sartorius Modèle BL150-000V1, BL1500-000V1

# Supplément au mode d'emploi Basic<sup>lite</sup>

### Commutation d'unités

Grâce au programme d'application «Commutation d'unités», il est possible d'afficher une valeur pondérale dans deux unités de poids différentes.

Réalage d'usine :

Programme d'application «Commutation d'unités» : option du menu 2.1.2

| Unités de poids<br>Option du menu |                  | Unité               | Edition |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------|
| Unité de poids 1                  | Unité de poids 2 |                     |         |
| 1. 7. 1                           | 3. l. l o        | Grammes avec        | 0       |
|                                   |                  | multiplicateur x100 |         |
| 1. 7. ∂ o                         | 3. 1. 2          | Grammes             | 9       |

o = réglage d'usine

#### Fonction

 Pour commuter entre l'unité de poids 1 et l'unité de poids 2 : appuyer sur la touche F.

## Sartorius Modelo BL150-000V1, BL1500-000V1

# Complemento del manual de instrucciones Basic<sup>lite</sup>

#### Conmutación unidades

Con el programa de aplicación "Conmutación unidades" puede indicarse un valor de peso en dos unidades diferentes de peso.

Ajuste de fábrica:

Programa de aplicación "Conmutación unidades": ítem de menú 2.1.2

| Unidades de pe<br>Item de menú | eso .         | Unidad de peso     | Impresión |
|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Unidad peso 1                  | Unidad peso 2 | ı                  | '         |
| 1. 7. 1                        | 3. l. l o     | Gramos con         | 0         |
|                                |               | multiplicador x100 |           |

Gramos

o = ajuste de fábrica

#### Función

1720

 Conmutar entre unidad de peso 1 y unidad de peso 2: Pulsar tecla F

7 ; 2

Specifications subject to Change without notice. Printed in Germany on paper bleached without any use of chlorine · JW · BL150\_V1.p65 · KT
Publication No.: WBL6002:n01022



g